



ZANGEN, SPATEL, CHEMIKALIEN, ZRM, TIEGEL

VERBRAUCHSMATERIALIEN 2024

gültig ab dem 1. November 2023





ELTRA VERBRAUCHSMATERIALIEN

Zangen, Spatel, Chemikalien,
ZRM, Tiegel

Allgemeine Chemikalien, Wolle und Füllungen	4
Verbrauchsmaterialien für die C(H)S-Analytik	7
Verbrauchsmaterialien für die ONH-Analytik	8
Kalibrationsmaterialien C(H)S	9
Kalibrationsmaterialien ONH	11



www.eltra.com/shop

Der ELTRA WebShop bietet Ihnen alle Informationen rund um unsere Verbrauchsmaterialien, eine einfache Bestellabwicklung und alle Informationen zu Ihrem Auftrag.

Nutzen Sie folgende Vorteile:

- ▶ **Preisauskunft**
- ▶ **Einfache Bestellung und Kommunikation**
- ▶ **Tagesaktuelle Auftragsverfolgung**
- ▶ **Auftragshistorie**
- ▶ **Alle Auftragsdokumente auf einen Blick**

ELTRA VERBRAUCHSMATERIALIEN

ELTRA bietet eine umfangreiche Auswahl an Verbrauchsmaterialien für Elementaranalysatoren an, von denen die meisten auch für Analysatoren anderer Hersteller genutzt werden können. Sollten Sie den von Ihnen gesuchten Artikel nicht finden, kontaktieren Sie uns bitte direkt - vielleicht finden wir einen Weg, den Artikel in unser Sortiment aufzunehmen.

- ▶ Höchste Qualität
- ▶ Schnelle Verfügbarkeit
- ▶ Große Auswahl

Weitere Informationen auf www.eltra.com



BESTELLDATEN

ARTIKELNUMMER	PREIS (€)	BESCHREIBUNG
---------------	-----------	--------------

ALLGEMEINE CHEMIKALIEN, WOLLE UND FÜLLUNGEN

Key

- = Verwendbar
- = Nicht verwendbar

Modelle

ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
------------------	-----------------	-----------------	-------	---------------	----------------	---------------------	------------	--------	---------	--------------	-----------	----------------



Allgemeine Chemikalien, Wolle und Füllungen

11)	90200	DC		Anhydrone (Magnesiumperchlorat), 454 g	○	○	○	○	○	○	○	-
11)	90210	DC		Natriumhydroxid, 500 g	○	○	○	○	○	○	○	-
11)	90270	DC		Schütze Reagenz, 100 g	○	-	○	○	-	-	-	-
11)	90289	DC		Kupfer II oxid, 100 g	○	○	-	-	-	-	-	-
	88400-0535	DC		Pt/Si Katalysator, 15 g	-	-	-	-	○	○	-	-
	90331	DC		Glaswolle, 454 g	○	○	○	○	○	○	○	○
	90332	DC		Glaswolle, 50 g	○	○	○	○	○	○	○	○
	90340	DC		Zellulose, 50 g	-	-	-	-	○	○	-	-
	90341	DC		Zellulose, 50 g	-	-	-	-	○	○	-	-
	90330	DC		Quarzwolle, 50 g	○	○	-	-	○	○	-	-
	92610	DC		Hochvakuumfett, 35 g	○	○	○	○	○	○	○	-
11)	88400-0122	DC		Füllung für Gasreinigungsöfen (optional für CS Analysatoren)	-	-	-	-	○	○	-	-
11)	90426-1001	DC		Füllung für Gasreinigungsöfen (optional für ONH Analysatoren)	○	○	○	-	-	-	-	-
14)	91000-1005	DC		Kupfer, Flocken, 25 g	-	-	-	-	-	○	○	-
14)	88400-0508	DC		Stahlwolle, 454 g	-	-	-	-	-	○	○	-
15)	90234	DC		Füllung für Halogenfalle, Kaliumjodid	○	○	○	-	○	○	-	-
15)	90235	DC		Füllung für Halogenfalle, Antimon	○	○	○	-	○	○	-	-
	88600-0021	DC		Kupferoxyddraht (0.5*2 mm), 100 g (kann alternativ zum Katalysator Pt/Si verwendet werden)	○	○	-	-	○	○	-	-

Bitte beachten:

- 11 Gefahrsstoff
- 14 Für TOC-Analysen notwendig
- 15 Für die Analyse von halogenhaltigen Proben notwendig

BESTELLDATEN

ARTIKELNUMMER	PREIS (€)	BESCHREIBUNG
---------------	-----------	--------------

Key

- = Verwendbar
- = Nicht verwendbar

Modelle

ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
------------------	-----------------	-----------------	-------	---------------	----------------	---------------------	------------	--------	---------	--------------	-----------	----------------

Zuschläge für den Induktionsofen

90220	DC		Wolfram, Premium, 2.500 g	-	-	-	-	○	○	-	-	-
90260	DC		Eisenzuschlag, Premium, 908 g	-	-	-	-	○	○	-	-	-
88600-0013	DC		Eisenzuschlag, hohe Reinheit, 454 g	-	-	-	-	○	○	-	-	-
88600-0010	DC		Eltracell Wolfram-Zinnzuschlag, 750 g	-	-	-	-	○	○	-	-	-
90280	DC		Zinnzuschlag, 908 g	-	-	-	-	○	○	-	-	-
90240	DC		Kupferzuschlag, 1392 g	-	-	-	-	○	○	-	-	-

Verbrennungsunterstützung für den Widerstandsofen

90840	DC		Quarzsand, 100 g	-	-	-	-	-	-	○	○	-
88600-0008	DC		Combsolid, 100 g	-	-	-	-	-	-	○	○	-

Werkzeuge und Zubehör

23110	DC		Spatel, 1 Stück Größe M	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23111	DC		Spatel, 1 Stück Größe L	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23113	DC		Löffel, 1 Stück für die Dosierung von Proben und Zuschlägen bei der CS Serie	-	-	-	-	○	○	-	-	-
46245	DC		Schiffchen-Ablage	-	-	-	-	-	-	○	○	○
90145	DC		Zange für Keramiktiegel und -schiffchen, 220 mm 1 Stück für CS Serie	-	-	-	○	○	○	○	○	○
88400-0213	DC		Zange für Graphittiegel, 1 Stück für ONH Serie	○	○	○	-	-	-	-	-	-
88400-0229	DC		Spitzpinzette (160 mm), gebogen, 1 Stück	○	○	○	○	○	○	○	○	○
88400-0472	DC		Spitzpinzette (145 mm), gerade, 1 Stück	○	○	○	○	○	○	○	○	○
88400-0475	DC		Set mit 6 Spateln und einer Pinzette für allgemeine Wägaufgaben	○	○	○	○	○	○	○	○	○
88400-0476	DC		Mikrospatel, 1 Stück, Größe XS zur Füllung kleiner Kapseln	○	○	○	○	○	○	○	○	○



Tiegeltablett (88600-0015)



Wolfram (90220)



Kupferzuschlag (90240)



Zinnzuschlag (90280)



Tiegelzange (88400-0213)



Spatel (23110)

BESTELLDATEN

ARTIKELNUMMER	PREIS (€)	BESCHREIBUNG
---------------	-----------	--------------

Key

- = Verwendbar
- = Nicht verwendbar

Modelle

ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-1 / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Werkzeuge für Lagerung, Transport und Wägung

36121	DC	Quarzschiffchen, 1 Stück, 74 x 22 x 10 mm, 1 Stück	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
71010	DC	Pinzel, 16 mm, 1 Stück zur Reinigung der Waage	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
88400-0477	DC	Wägeschiffchen, 1 Stück Für die Nutzung und Wägung von Granulaten	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
88400-0517	DC	Transferpipetten für Flüssigkeiten, 3 ml, 500 Stück	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-
88600-0015	DC	Tiegeltablett zur Lagerung von Tiegeln	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
90146	DC	Metallbehälter für vorgewärmte und gebrauchte Tiegel	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
90179	DC	Vakuumpipetten, 150 x 3,5 mm, für die Probennahme von geschmolzenem Stahl 1000 Stück	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-

Werkzeuge für die Wartung

88400-0473	DC	Pulvertrichter (Kunststoff), 1 Stück als Einfüllhilfe für Reagenzienohre	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
88400-0489	DC	Gummistopfen 14 x 20 x 24 mm, 1 Stück zum Verschließen von dünnen Reagenzienrohren wie Artikel 88400-0006	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
88400-0490	DC	Gummistopfen 29 x 35 x 30 mm, 1 piece zum Verschließen von dicken Reagenzienrohren wie Artikel 09090	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-
71010	DC	Pinzel, 16 mm, 1 Stück zur Reinigung der Waage	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
88400-0332	DC	Gewindestange M4x150, 1 Stück zur Entnahme des Papierfilterhaltes	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-
88400-0500	DC	Teleskopspiegel, 1 Stück zur Überprüfung der oberen Elektrode bei ONH-p/ ONH-2000	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
71032	DC	Elektrodenbürste, 1 Stück zur Reinigung der oberen Elektrode des ONH-p Ofens	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
71035	DC	Reinigungsbürste / Ofenreinigungsbürste, 1 Stück zur Reinigung des Probeneingangs der ONH Öfen	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
71031	DC	Drahtbürste, 1 Stück zur Reinigung von Graphitunterlagen und deren Halter	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
88400-0504	DC	Zylinderpinzel, Messing für gründliche Reinigung des unteren Ofens	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
88400-0501	DC	Mikrobürste, 1 Stück zur Reinigung des Ofenauslassrohrs bei der ONH Serie	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-



Drahtbürste (71031)



Teleskopspiegel (88400-0500)

BESTELLDATEN

ARTIKELNUMMER	PREIS (€)	BESCHREIBUNG
---------------	-----------	--------------

Key

- = Verwendbar
- = Nicht verwendbar

Modelle

ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S+ / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermstep
------------------	-----------------	-----------------	-------	---------------	----------------	--------------------	------------	--------	---------	--------------	-----------	---------------

VERBRAUCHSMATERIALIEN FÜR
DIE CHS-ANALYTIK

Tiegel und Deckel für den Verbrennungsofen

90149	DC	Keramiktiegel, Premium, Ø 1", in Folie gerollt, 1.000 Stück	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-
90148	DC	Keramiktiegel, Premium, Ø 1", in Beuteln, 1.000 Stück	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-
88400-0176	DC	Keramische Filtertiegel, 100 Stück	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-
88400-0142	DC	Keramische Filtertiegel, kleine Version, 100 Stück	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-
88600-0014	DC	Keramikdeckel, 10 mm Loch, 250 Stück	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-
88600-0017	DC	Keramikdeckel, 4 mm Loch, 1000 Stück	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-
26063	DC	Keramiktiegel für TGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
26053	DC	Keramikdeckel für TGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○

Schiffchen für Widerstandsofen

90153	DC	Wiederverwendbare Schiffchen, Premium, 58 x 22 x 14 mm, 500 Stück	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-
90160	DC	Porzellanschiffchen, nicht wiederverwendbar 86 x 13 x 10 mm, 1000 Stück	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-
88600-0011	DC	Keramischiffchen, wiederverwendbar, 95 x 13 x 10 mm, 500 Stück	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-
88400-0502	DC	Inconel Schiffchen, wiederverwendbar, 54 x 18 x 13,5 mm, 1 Stück	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-
88400-0503	DC	Inconel Schiffchen, wiederverwendbar, 54 x 18 x 9 mm, 1 Stück	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-
36120	DC	Quarzschißchen, 75 x 16 x 7,5 mm, 1 Stück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
36121	DC	Quarzschißchen, 74 x 22 x 10 mm, 1 Stück	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-
46160	DC	Schißchen SurfaceC-800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-

Werkzeuge

36216	DC	Schißchenschieber, 1 Stück (nicht geeignet für CS-d)	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-
36217	DC	Schißchenherauszieher, 380 mm, 1 Stück (nicht geeignet für CS-d)	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-
36216-2001	DC	Schißchenschieber, 1 Stück (nur für CS-d)	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
36218-2001	DC	Schißchenherauszieher, 1 Stück	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	○	-
88400-0499	DC	Sicherheitsbrille, 1 Stück zum Schutz bei der Arbeit mit dem heißen Ofen	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-
88600-0009	DC	Schutzglas mit Kantenschutz, 1 Stück zum Schutz bei der Arbeit mit dem heißen Ofen	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-



Keramikdeckel (88600-0017)



Inconel-Schißchen, wiederverwendbar (88400-0502)



Schutzbrille (88400-0499)

BESTELLDATEN

ARTIKELNUMMER	PREIS (€)	BESCHREIBUNG
---------------	-----------	--------------

Key

- = Verwendbar
- = Nicht verwendbar

Modelle

ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
------------------	-----------------	-----------------	-------	---------------	----------------	---------------------	------------	--------	---------	--------------	-----------	----------------

VERBRAUCHSMATERIALIEN FÜR DIE ONH-ANALYTIK

Kapseln, Folien und Flussmittel für ONH Analysatoren

90257	DC	Nickelkapseln, 3,2x7 mm, 100 Stück	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
90256	DC	Nickelkapseln, 4,5 x 10 mm, 250 Stück	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
88400-0066	DC	Nickelkapseln, gefaltet, 12,5 x 5 mm, 100 Stück	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
90252	DC	Zinnkapseln, 5 x 18 mm, 100 Stück	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
88400-0474	DC	Zinnfolie, 36x36 mm, Becherform, 200 Stück	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-

Körbchen (benötigt für Sauerstoff- und Stickstoffbestimmung in Refraktärmetallen)

90250	DC	Nickelkörbchen, 100 Stück á 1 g	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
88600-0012	DC	Nickelkörbchen, hohe Reinheit (geringer Sauerstoff), 100 Stück je 1 g	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-

Flussmittel (benötigt für einige Applikationen)

90251	DC	Zinnplättchen, 454 g (für die Bestimmung von Wasserstoff in Titan)	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
90800	DC	Graphit, 50 g (verbessert die Sauerstoffbestimmung)	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
90258	DC	Nickelzuschlag, 100 g (zur Analyse von hohen Anteilen von Refraktärmetallen)	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-

Tiegel

90190	DC	Graphittiegel, 400 Stück (für Kupfer-, Messing und Stahlanalyse)	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
90180	DC	Innere Graphittiegel, 100 Stück (benötigt äußere Graphittiegel 90185)	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
90185	DC	Äußere Graphittiegel, 50 Stück	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-



Nickelkörbchen (90250)



Zinnkapseln (90252)



Graphit (90800)



Zinnplättchen (90251)



Nickelkapseln (90256)



Zinnfolie (88400-0474)

BESTELLDATEN

ARTIKELNUMMER	PREIS (€)	BESCHREIBUNG
---------------	-----------	--------------

Key

- = Verwendbar
- = Nicht verwendbar

Modelle

ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
------------------	-----------------	-----------------	-------	---------------	----------------	---------------------	------------	--------	---------	--------------	-----------	----------------

KALIBRATIONSMATERIALIEN C(H)S

Stahl und Gusseisen

ARTIKELNUMMER	PREIS (€)	BESCHREIBUNG	ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
92400-3020	DC	Stahl, 150 g	0,001–0,01% C	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
92400-3030	DC	Stahl, 150 g	0,01–0,05% C	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
92400-3050	DC	Stahl, 150 g	0,1–0,2% C	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
92400-3060	DC	Stahl, 150 g	0,2–0,5% C	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
92400-3061	DC	Stahl, 150 g	0,2–0,5% C	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
92400-3062	DC	Stahl, 150 g	0,2–0,5% C	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
92400-3070	DC	Stahl, 150 g	0,5–1,0% C	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
92400-3090	DC	Gusseisen, 150 g	2,0–3,0% C	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
92400-3091	DC	Gusseisen, 150 g	2,0–3,0% C	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
92400-3100	DC	Gusseisen, 150 g	3,0–5,0% C	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
92400-3101	DC	Gusseisen, 150 g	3,0–5,0% C	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
92400-3102	DC	Gusseisen, 150 g	3,0–5,0% C	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
92400-4005	DC	Stahl, 150 g	~0,05% S	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
92400-4010	DC	Stahl, 150 g	~0,1% S	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
92400-4020	DC	Stahl, 150 g	~3% S	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-

Stahl Pins; 1 g Nominalgewicht

ARTIKELNUMMER	PREIS (€)	BESCHREIBUNG	ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
92500-1001	DC	C/S Pins, 454 g	~0,2% C	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
92500-1002	DC	C/S Pins, 454 g	~0,4% C	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
92500-1003	DC	C/S Pins, 454 g	~0,8% C	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
92500-2001	DC	C/S Pins, 454 g	~0,2% S	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-

Wolframcarbid

ARTIKELNUMMER	PREIS (€)	BESCHREIBUNG	ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
90816-3001	DC	Wolframcarbid	~6,1% C	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-

Weitere Kalibrationsmaterialien zur Verwendung in Widerstands- und Induktionsofen

ARTIKELNUMMER	PREIS (€)	BESCHREIBUNG	ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
90812-3001	DC	Kalkstein, 25 g	0,04% S	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
90812-3002	DC	Kalkstein, 25 g	0,4% S	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
90812-3003	DC	Kalkstein, 25 g	< 5% C	-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○	-
90812-3004	DC	Kalkstein, 25 g	5–10% C	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
90817-3001	DC	Boden, 25 g	> 2% C, S	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
90817-3002	DC	Boden, 25 g	< 1% C, S	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-
90817-3003	DC	Boden, 25 g	< 2% C, S	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
90817-3004	DC	Boden, 25 g	< 2% C, < 1% S	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
91900-1001	DC	Erz, 30 g	~1,4% S	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
91900-1002	DC	Erz, 30 g	~4,2% S	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
91900-1003	DC	Erz, 30 g	~3% S	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
91900-2001	DC	Zinksulfid, 50 g	32% S	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
90810	DC	Kalziumkarbonat, 100 g		-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	○
90821	DC	Bariumsulfat, 50 g		-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-

BESTELLDATEN

ARTIKELNUMMER	PREIS (€)	BESCHREIBUNG
---------------	-----------	--------------

Modelle

ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Key
 O = Verwendbar
 - = Nicht verwendbar

Weitere Kalibrationsmaterialien, nur für den Widerstandsofen geeignet

90710-3010	DC	EDTA, 50 g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90710-3030	DC	Saccharose, 50 g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90824	DC	Sulfanilsäure, 50 g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90700-1040	DC	Kalziumoxalat, 50g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kohle, Schwefel zertifiziert

92511-3005	DC	Kohle, 50 g	<0,1% S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92511-3010	DC	Kohle, 50 g	0,1–0,5% S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92511-3020	DC	Kohle, 50 g	0,5–1,0% S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92511-3030	DC	Kohle, 50 g	1,0–1,5% S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92511-3040	DC	Kohle, 50 g	1,5–2,0% S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92511-3050	DC	Kohle, 50 g	2,0–3,0% S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92511-3060	DC	Kohle, 50 g	3,0–4,0% S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92511-3070	DC	Kohle, 50 g	4,0–5,0% S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92511-3080	DC	Kohle, 50 g	>5,0% S	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kohle, Premium, C/H/N/S, Asche, flüchtige Anteile, zertifiziert

92550-3010	DC	Kohle, Premium, 50 g	<1% S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92550-3020	DC	Kohle, Premium, 50 g	~1% S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92550-3040	DC	Kohle, Premium, 50 g	1,0–3,0% S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92550-3060	DC	Kohle, Premium, 50 g	> 3,0% S	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Koks, Premium, C/H/N/S, Asche, flüchtige Anteile, zertifiziert

92560-3010	DC	Koks, Premium, 50 g		-	-	-	-	-	-	-	-	-
------------	----	---------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Petrolkoks, Premium, C/H/N/S, Asche, flüchtige Anteile, zertifiziert

92570-3020	DC	Petrolkoks, 50 g	<1% S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92570-3040	DC	Petrolkoks, Premium, 50 g	>1% S	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Flüssige Kalibrationsmaterialien

92530	DC	Öl, 100 ml		-	-	-	-	-	-	-	-	-
90860	DC	Glycerin, 100 g		-	-	-	-	-	-	-	-	-



BESTELLDATEN

ARTIKELNUMMER	PREIS (€)	BESCHREIBUNG
---------------	-----------	--------------

Key

- = Verwendbar
- = Nicht verwendbar

KALIBRATIONSMATERIALIEN ONH

Kalibrationsmaterialien können je nach aktuellem Los leichte Abweichungen aufweisen.

Für die aktuellen Werte besuchen Sie bitte www.ELTRA.com.

Modelle

ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Sauerstoff und Stickstoff in Stahl, Pins

Artikelnummer	Preis (€)	Beschreibung	ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
91100-1001	DC	Stahl, 100 Pins á 1 g 25–40 ppm N	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91100-1002	DC	Stahl, 100 Pins á 1 g 30–70 ppm N	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91100-1003	DC	Stahl, 100 Pins á 1 g 150–250 ppm N	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91100-1005	DC	Stahl, 100 Pins á 1 g 300–600 ppm N	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91100-1007	DC	Stahl, 100 Pins á 1 g 70–130 ppm N	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91100-1010	DC	Stahl, 100 Pins á 1 g > 1000 ppm N	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91100-1011	DC	Stahl, 100 Pins á 1 g 600–100 ppm N	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wasserstoff in Stahl, Pins

Artikelnummer	Preis (€)	Beschreibung	ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
91400-1001	DC	Stahl, 100 Pins á 1 g 0,5–1 ppm H	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91400-1002	DC	Stahl, 100 Pins á 1 g 1,5–4 ppm H	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wasserstoff in Stahl, Kugeln

Artikelnummer	Preis (€)	Beschreibung	ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
91110	DC	Stahl, 100 Kugeln á 1 g, Gold beschichtet 1,9 ppm H	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sauerstoff und Schwefel in Kupfer, Pins

Artikelnummer	Preis (€)	Beschreibung	ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
91000-1004	DC	Kupfer, 100 Pins á 1 g ~10 ppm O; 10–20 ppm S	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-

Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff in Titan, Pins

Artikelnummer	Preis (€)	Beschreibung	ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
91205-1001	DC	Titan, 100 Pins á 0,1 g 10–35 ppm H	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91205-1002	DC	Titan, 100 Pins á 0,1 g 20–70 ppm H	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91205-1003	DC	Titan, 100 Pins á 0,1 g 30–90 ppm H	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91205-1004	DC	Titan, 100 Pins á 0,1 g 60–120 ppm H	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91205-1005	DC	Titan, 100 Pins á 0,1 g 150–250 ppm H	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91205-1006	DC	Titan, 100 Pins á 0,1 g 120–150 ppm H	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wasserstoff und Kohlenstoff in Titan, Pins (250 mg)

Artikelnummer	Preis (€)	Beschreibung	ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
91305-1001	DC	Titan, 100 Pins á 0,25 g < 50 ppm H	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91305-1002	DC	Titan, 100 Pins á 0,25 g 50–100 ppm H	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91305-1003	DC	Titan, 100 Pins á 0,25 g > 100 ppm H	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Eisenpulver

Artikelnummer	Preis (€)	Beschreibung	ONH Analysatoren	ON Analysatoren	OH Analysatoren	H-500	CS-i / CS-800	CS-d / CS-2000	C(H)S-r / C(H)S-580	C(H)S-580A	CW-800	CW-800M	SurfaceC-800	TIC Modul	TGA Thermostep
91500-1001	DC	Eisenpulver ~1% O ₂	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER!

Sie erhalten 3-4 Mal im Jahr
exklusive Informationen zu
Veranstaltungen, Applikationen
und Produktneuheiten.

JETZT ANMELDEN:



www.eltra.com/newsletter
(Eine Abmeldung ist jederzeit möglich)

