ELTRA®
a VERDER company



PER ANALIZZATORI ELEMENTARI

CONSUMABILI

www.eltra.com/it/prodotti/consumabili/

CONSUMABILI

PER ANALIZZATORI ELEMENTARI

Per garantire le massime prestazioni, ELTRA fornisce materiali di consumo per ogni analizzatore elementare del suo portafoglio, tra cui crogioli, acceleratori, reagenti, prodotti chimici, barche, fogli, tubi, trappole e materiali di calibrazione su misura per attività analitiche specifiche.

L'utilizzo di materiali di consumo originali con il tuo analizzatore di elementi consente risultati coerenti, una migliore riproducibilità e problemi di manutenzione ridotti. I materiali di consumo ELTRA sono sviluppati per una perfetta compatibilità con i nostri strumenti, aiutando i laboratori a mantenere flussi di lavoro efficienti e un funzionamento quotidiano affidabile. Per misurazioni di routine e applicazioni impegnative, i materiali di consumo giusti sono essenziali per un'analisi elementare accurata e affidabile.



Nel caso in cui non siate sicuri di quali materiali di consumo siano necessari per la tua applicazione o non riesci a trovare ciò che stai cercando, contattaci per una consulenza gratuita. Uno dei nostri specialisti di applicazioni ti contatterà a breve.

ELTRA

CONSUMABILI IN BREVE

- Prodotti chimici generali, lane e imbottiture
- Materiali di consumo per analizzatori ELTRA ONH
- Materiali per la calibrazione
- Consumabili per ELTRA CS, CHS e analizzatori speciali
- Materiale di calibrazione per forni a induzione

CALIBRATION STANDARDS & CONSUMABLES

SCARICA PDF → www.eltra.com/files/53457/calibration-standards-consumables.pdf

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

PRODOTTI CHIMICI GENERALI, LANE E IMBOTTITURE

PRODOTTI CHIMICI GENERALI, LANE E IMBOTTITURE

90200	Anidrone (magnesio perclorato), 454 g
90210	Idrossido di sodio, 500 g
90270	Reagente Schuetze, 100 g
90289	Ossido di rame II, 100 g
88400-0535	Catalizzatore Pt/Si, 15 g
90331	Lana di vetro, 454 g
90332	Lana di vetro, 50 g
90340	Cellulosa, 50 g
90341	Cellulosa, 50 g
90330	Lana di quarzo, 50 g
92610	Tubetto di grasso per alto vuoto, 35 g
88400-0122	Riempimento per forno di purificazione del gas di trasporto (opzionale per analizzatori CS)
90426-1001	Riempimento per forno di purificazione del gas di trasporto (opzionale per analizzatori ONH)
91000-1005	Rame, fiocchi, 25 g
88400-0508	Lana d'acciaio, 454 g
90234	Riempimento per trappola alogena, ioduro di potassio
90235	Riempimento per trappola alogena, antimonio
88600-0021	Filo di ossido di rame (0,5 * 2 mm), 100 g (può essere utilizzato in alternativa al catalizzatore Pt / Si)
88400-0636	Copper Sticks
84000-0638	N Catalyst
88400-0640	Copper turnings
88400-0635	Furnace Reagent

ACCELERATORI PER IL FORNO A INDUZIONE

90220	Tungsteno, premium, 2,500 g
90260	Acceleratore ferro, premium, 908 g
88600-0013	Acceleratore di ferro, alta purezza, 454 g
88600-0010	Acceleratore Eltracell tungsteno-stagno, 750 g
90280	Acceleratore stagno, 908 g
90240	Acceleratore rame, 1392 g

SUPPORTO ALLA COMBUSTIONE PER IL FORNO A RESISTENZA

90840	Sabbia di quarzo, 100 g
88600-0008	Combsolid, 100 g

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

PRODOTTI CHIMICI GENERALI, LANE E IMBOTTITURE

STRUMENTI E ACCESSORI GENERALI

23110	Spatola, 1 pezzo, Misura M
23111	Spatola, 1 pezzo, Misura L
23113	Cucchiaio, 1 pezzo, per il dosaggio dei campioni e acceleratore nella serie CS
46245	Boat tray
90145	Pinze per crogioli e navicelle in ceramica, 220 mm 1 pezzo, per la serie CS
88400-0213	Pinza per crogioli in grafite, 1 pezzo, per la serie ONH
88400-0229	Pinzette (160 mm), curve, 1 pezzo
88400-0472	Pinzette (145 mm), rette, 1 pezzo
88400-0475	Set con 6 spatole e 1 pinzetta, per più procedure di pesatura
88400-0476	Micro spatola, 1 pezzo, taglia XS, per il riempimento di piccole capsule

STRUMENTI PER LO STOCCAGGIO, IL TRASPORTO E LA PESATURA

36121	Barca al quarzo, 1 pezzo, 74 x 22 x 10 mm, 1 pezzo, per la pesata dei pins
71010	Spazzola, 16 mm, 1 pezzo, per la pulizia della bilancia dalla polvere
88400-0477	Navicella di pesatura, 1 pezzo, per la pesatura e l'utilizzo di granulati
88600-0015	Supporto crogiolo, per lo stoccaggio di crogioli
90146	Vaschetta in acciaio per crogioli preriscaldati e crogioli usati
90179	Pipette a vuoto 150 x 3,5 mm, per il campionamento di acciaio fuso, 1000 pezzi

ARTICOLI PER LA MANUTENZIONE

88400-0473	Imbuto per polveri (plastica), 1 pezzo, per un facile riempimento di tubi chimici
88400-0489	Tappo in gomma 14 x 20 x 24 mm, 1 pezzo, per sigillare piccoli tubi di vetro come 88400-0006
88400-0490	Tappo in gomma 29 x 35 x 30 mm, 1 pezzo, per sigillare tubi di vetro di grandi dimensioni come 09090
71010	Spazzola, 16 mm, 1 pezzo, per la pulizia della bilancia dalla polvere
88400-0332	Barra filettata M4x150, 1 pezzo, per rimuovere il portafiltro in carta
88400-0500	Specchio telescopico, 1 pezzo, per l'ispezione dell'elettrodo superiore di ONH-p / ONH-2000
71032	Pennello composito, 1 pezzo, per la pulizia dell'elettrodo superiore del forno ONH-p
71035	Spazzola per pulizia / spazzola per forno, 1 pezzo, per la pulizia dell'ingresso del campione nei forni ONH
71031	Spazzola metallica, 1 pezzo, per pulire la punta in grafite e il suo supporto
88400-0504	Spazzola cilindrica, ottone, per la pulizia intensiva del forno inferiore
88400-0501	Micro spazzola, 1 pezzo, per la pulizia del tubo di uscita dei forni della serie ONH

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

CONSUMABILI PER ELTRA CS, CHS E ANALIZZATORI SPECIALI

CROGIOLI E COPERCHI PER IL FORNO A COMBUSTIONE

90149	Crogioli in ceramica, premium, Ø 1 ", avvolti in pellicola, 1.000 pezzi
90148	Crogioli ceramici, premium, Ø 1 ", in sacchetti, 1.000 pezzi
88400-0176	Crogioli filtranti ceramici, 100 pezzi
88400-0142	Crogioli filtranti ceramici, versione piccola, 100 pezzi
88600-0014	Coperchi in ceramica, foro 10 mm, 250 pezzi
88600-0017	Coperchi in ceramica, foro 4 mm, 1000 pezzi
26063	Crogioli ceramici per TGA
26053	Coperchio in ceramica per TGA

NAVICELLE PER IL FORNO A RESISTENZA

90153	Navicelle in ceramica riutilizzabili, premium, 58 x 22 x 14 mm, 500 pezzi
90160	Navicelle in porcellana usa e getta, 86 x 13 x 10 mm, 1.000 pezzi
88600-0011	Navicelle in ceramica riutilizzabili, 95 x 13 x 10 mm, 500 pezzi
88400-0502	Navicella in inconel riutilizzabile, 54 x 18 x 13,5 mm, 1 pezzo
88400-0503	Navicella in inconel riutilizzabile, 54 x 18 x 9 mm, 1 pezzo
36120	Navicella in quarzo, 75 x 16 x 7.5 mm, 1 pezzo
36121	Navicella in quarzo, 74 x 22 x 10 mm, 1 pezzo
46160	Navicella di combustione SurfaceC-800

UTENSILI

36216	Stick di inserimento della navicella di combustione, 1 pezzo (non adatto per CS-d)
36217	Stick di rimozione della navicella di combustione, 380 mm, 1 pezzo (non adatto per CS-d)
36216-2001	Stick per l'inserimento della navicella di combustione, 1 pezzo (solo per CS-d)
36218-2001	Stick per la rimozione della navicella di combustione, 1 pezzo (solo per CS-d)
88400-0499	Safety glasses, 1 piece protection when working with hot furnace
88600-0009	Screen glass with edge guard, 1 piece protection when working with hot furnace

CONSUMABLES & TOOLS FOR CN-R

88400-0637	Ash container for CN-r furnace
88400-0474	Tin foils, small for application of samples

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

MATERIALI DI CONSUMO PER ANALIZZATORI ELTRA ONH

CAPSULE, LAMINE E FLUSSI PER ANALISI ONH

90257	Capsule di nichel, 3,2x7 mm, 100 pezzi
90256	Capsule di nichel, 4,5 x 10 mm, 250 pezzi
88400-0066	Capsule di nichel, pressate, 12,5 x 5 mm, 100 pezzi
90252	Capsule di latta, 5 x 18 mm, 100 pezzi
88400-0474	Carta stagnola, 36x36 mm, forma a coppa, 200 pezzi

BASKETS (CESTELLI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DELL'OSSIGENO E DELL'AZOTO NEI REFRATTARI)

90250	Nickel baskets, 100 pezzi, 1 g ciascuno
88600-0012	Nickel baskets, elevata purezza (basso contenuto di ossigeno), 100 pezzi, 1 g ciascuno

FLUSSI (RICHIESTI PER ALCUNE APPLICAZIONI)

90251	Pellet di stagno, 454 g (per la determinazione dell'idrogeno nel titanio)
90800	Grafite, 50 g (migliora la determinazione dell'ossigeno)
90258	Acceleratore di nichel, 100 g (per analisi di elevate quantità di refrattari)

CROGIOLI

88400-0471	Graphite crucibles, 400 pieces (recommended for autoloader operation)
90190	Crogioli in grafite, 400 pezzi (per analisi rame, ottone e acciaio)
90180	Crogioli interni in grafite, 100 pezzi (richiede crogiolo esterno in grafite 90185)
90185	Crogioli esterni in grafite, 50 pezzi

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

MATERIALE DI CALIBRAZIONE PER FORNI A INDUZIONE

ACCIAIO / GHISA

92400-3020	Acciaio, 150 g, 0.001 – 0.01 % C
92400-3030	Acciaio, 150 g, 0.01 – 0.05 % C
92400-3050	Acciaio, 150 g, 0.1 – 0.2 % C
92400-3060	Acciaio, 150 g, 0.2 – 0.5 % C
92400-3061	Acciaio, 150 g, 0.2 – 0.5 % C
92400-3062	Acciaio, 150 g, 0.2 – 0.5 % C

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

MATERIALE DI CALIBRAZIONE PER FORNI A INDUZIONE

ACCIAIO / GHISA · CONTINUA

92400-3070	Acciaio, 150 g, 0.5 – 1.0 % C
92400-3090	Ghisa, 150 g, 2.0 – 3.0 % C
92400-3091	Ghisa, 150 g, 2.0 – 3.0 % C
92400-3100	Ghisa, 150 g, 3.0 – 5.0 % C
92400-3101	Ghisa, 150 g, 3.0 – 5.0 % C
92400-3102	Ghisa, 150 g, 3.0 – 5.0 % C
92400-4005	Acciaio, 150 g, ~0.05 % S
92400-4010	Acciaio, 150 g, ~0.1 % S
92400-4020	Acciaio, 150 g, ~3 % S

PINS IN ACCIAIO; PESO NOMINALE 1 G

92500-1001	Pins per C/S, 454 g, ~0.2 %~C
92500-1002	Pins per C/S, 454 g, ~0.4 %~C
92500-1003	Pins per C/S, 454 g, ~0.8 %~C
92500-2001	Pins per C/S, 454 g, ~0.2 % S

CARBURO DI TUNGSTENO

90816-3001	Carburo di tungsteno, 100 g, ~6.1 % C

ALTRO MATERIALE DI CALIBRAZIONE ADATTO PER FORNO A RESISTENZA E AD INDUZIONE

90812-3001	Calcare, 25 g, 0.04 % S
90812-3002	Calcare, 25 g, 0.4 % S
90812-3003	Calcare, 25 g, < 5 % C
90812-3004	Calcare, 25 g, 5 – 10 % C
90817-3001	Terreno, 25 g, > 2 % C, S
90817-3002	Terreno, 25 g, < 1 % C, S
90817-3003	Terreno, 25 g, > 2 % C, S
90817-3004	Terreno, 25 g, < 2 % C, < 1 % S
91900-1001	Minerali, 30 g, ~1.4 % S
91900-1002	Minerali, 30 g, ~4.2 % S
91900-1003	Minerali, 30 g, ~3 % S
91900-2001	Solfuro di zinco, 50 g, 32 % S
90810	Carbonato di calcio, 100 g
90821	Solfato di bario, 50 g

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

MATERIALE DI CALIBRAZIONE PER FORNI A INDUZIONE

ALTRO MATERIALE DI CALIBRAZIONE ADATTO SOLO PER FORNI A RESISTENZA

90710-3010	EDTA, 50 g
90710-3030	Saccarosio, 50 g
90824	Acido solfanilico, 50 g
90700-1040	Ossalato di calcio, 50 g

CARBONE, SOLO ZOLFO CERTIFICATO

92511-3005	Carbone, 50 g, <0.1 % S
92511-3010	Carbone, 50 g, 0.1 – 0.5 % S
92511-3020	Carbone, 50 g, 0.5 – 1.0 % S
92511-3030	Carbone, 50 g, 1.0 – 1.5 % S
92511-3040	Carbone, 50 g, 1.5 – 2.0 % S
92511-3050	Carbone, 50 g, 2.0 – 3.0 % S
92511-3060	Carbone, 50 g, 3.0 – 4.0 % S
92511-3070	Carbone, 50 g, 4.0 – 5.0 % S
92511-3080	Carbone, 50 g, >5.0 % S

CARBONE, PREMIUM, C / H / N / S, CENERI, CONTENUTO VOLATILE, CERTIFICATO

92550-3010	Carbone, premium, 50 g, < 1.0 % S
92550-3020	Carbone, premium, 50 g, ~ 1 % S
92550-3040	Carbone, premium, 50 g, 1.0 – 3.0 % S
92550-3060	Carbone, premium, 50 g, > 3.0 % S

COKE, PREMIUM, C / H / N / S, CENERI, CONTENUTO VOLATILE, CERTIFICATO

92560-3010	Coke, premium, 50 g

COKE DI PETROLIO, PREMIUM, C / H / N / S, CENERI, CONTENUTO VOLATILE, CERTIFICATO

92570-3020	Coke di petrolio, 50 g, ~ 1 % S
92570-3040	Carbone, premium, 50 g, ~ 1 % S

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

MATERIALI PER LA CALIBRAZIONE

I materiali di calibrazione possono presentare lievi variazioni a seconda del lotto corrente. Per vedere l'attuale certificazione visitare il sito www.ELTRA.com.

OSSIGENO E AZOTO IN ACCIAIO, PINS

91100-1001	Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, 25-40 ppm N
91100-1002	Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, 30-70 ppm N
91100-1003	Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, 150-250 ppm N

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

MATERIALI PER LA CALIBRAZIONE

OSSIGENO E AZOTO IN ACCIAIO, PINS · CONTINUA

91100-1005	Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, 300-600 ppm N
91100-1007	Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, 70-130 ppm N
91100-1010	Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, >1000 ppm N
91100-1011	Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, 600-1000 ppm N

IDROGENO IN ACCIAIO, PINS

91400-1001	Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, 0.5-1 ppm H
91400-1002	Acciaio, 100 pins, 1 g ciascuno, 1.5-4 ppm H

IDROGENO IN ACCIAIO, SFERE

91110	Acciaio, 100 sfere, placcate in oro, 1 g ciascuna, >1.9 ppm H

OSSIGENO E ZOLFO IN RAME, PINS

91000-1003	Rame, 100 pns, 1 g ciascuno, ~200 ppm O; 10 – 20 ppm S
91000-1004	Rame, 100 pns, 1 g ciascuno, ~10 ppm O; 10 – 20 ppm S

OSSIGENO, AZOTO E IDROGENO IN TITANIO, PINS

91205-1001	Titanio, 100 pins, 0.1 g ciascuno, 10-35 ppm H
91205-1002	Titanio, 100 pins, 0.1 g ciascuno, 20-70 ppm H
91205-1003	Titanio, 100 pins, 0.1 g ciascuno, 30-90 ppm H
91205-1004	Titanio, 100 pins, 0.1 g ciascuno, 60-120 ppm H
91205-1005	Titanio, 100 pins, 0.1 g ciascuno, 150-250 ppm H
91205-1006	Titanio, 100 pins, 0.1 g ciascuno, 120-150 ppm H

IDROGENO E CARBONIO IN TITANIO, PINS (250 MG)

91305-1001	Titanio, 100 pins, 0.25 g ciascuno, < 50 ppm H
91305-1002	Titanio, 100 pins, 0.25 g ciascuno, 50 – 100 ppm H
91305-1003	Titanio, 100 pins, 0.25 g ciascuno, > 100 ppm H

POLVERE DI FERRO

91500-1001	Polvere di ferro, ~1 % O2

CONSUMABILI

RICHIEDI UNA CONSULENZA

www.eltra.com/it/contatti-e-servizi/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=E-ZZ08

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALI

www.eltra.com/it/scarica/schede-di-sicurezza/



ELTRA®
a VERDER company

www.eltra.com/it/prodotti/consumabili/

© ELTRA – www.eltra.com / Il contenuto può essere soggetto a modifiche o correzioni