ELTRA®
a VERDER company



ELEMENTEL ANALİZÖRLER İÇİN

SARFLAR

www.eltra.com/tr/ueruenler/sarflar/

SARFLAR

ELEMENTEL ANALİZÖRLER İÇİN

ELTRA, maksimum performans sağlamak için portföyündeki her element analiz cihazı için sarf malzemeleri tedarik etmektedir. Bunlar arasında potalar, hızlandırıcılar, reaktifler, kimyasallar, tekneler, folyolar, tüpler, tuzaklar ve belirli analitik görevlere göre uyarlanmış kalibrasyon malzemeleri bulunmaktadır.

Element analiz cihazınızla orijinal sarf malzemelerini kullanmak, tutarlı sonuçlar, iyileştirilmiş tekrarlanabilirlik ve azaltılmış bakım sorunları sağlar. ELTRA sarf malzemeleri, cihazlarımızla sorunsuz uyumluluk için geliştirilmiştir ve laboratuvarların verimli iş akışlarını ve güvenilir günlük operasyonlarını sürdürmelerine yardımcı olur. Hem rutin ölçümler hem de zorlu uygulamalar için doğru sarf malzemeleri, doğru ve güvenilir element analizi için çok önemlidir.

Uygulamanız için hangi sarf malzemelerinin gerekli olduğundan emin değilseniz veya aradığınızı bulamıyorsanız, lütfen ücretsiz danışmanlık için bizimle iletişime geçin. Uygulama uzmanlarımızdan biri kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.



ELTRA

SARF MALZEMELERİNE GENEL BAKIŞ

- Genel kimyasallar, yünler ve dolgular
- ELTRA ONH analizörleri için sarf malzemeleri
- Kalibrasyon malzemeleri
- ELTRA CS, CHS ve özel analizörler için sarf malzemeleri
- İndüksiyon fırınları için kalibrasyon malzemesi

CALİBRATİON STANDARDS & CONSUMABLES

İNDİR → www.eltra.com/files/53457/calibration-standards-consumables.pdf

SİPARİŞ BİLGİLERİ

GENEL KİMYASALLAR, YÜNLER VE DOLGULAR

GENEL KİMYASALLAR, YÜNLER VE DOLGULAR

90200	Anhidron (magnezyum perklorat), 454 g
90210	Sodyum hidroksit, 500 g
90270	Schuetze reaktifi, 100 g
90289	Bakır II oksit, 100 g
88400-0535	Pt / Si katalizörü, 15 g
90331	Cam yünü, 454 g
90332	Cam yünü, 50 gr
90340	Selüloz, 50 gr
90341	Selüloz, 50 gr
90330	Kuvars yünü, 50 g
92610	Yüksek vakum gres tüp, 35 g
88400-0122	Taşıyıcı gaz saflaştırma fırını için doldurma (CS analizörleri için isteğe bağlı)
90426-1001	Taşıyıcı gaz saflaştırma fırını için doldurma (ONH analizörleri için isteğe bağlı)
91000-1005	Bakır, pul, 25 g
88400-0508	Çelik yün, 454 g
90234	Halojen tuzağı için doldurma, potasyum iyodür
90235	Halojen tuzağı için doldurma, antimon
88600-0021	Bakır oksit tel (0,5 * 2 mm), 100 g (Pt / Si katalizörüne alternatif olarak kullanılabilir)
88400-0636	Copper Sticks
84000-0638	N Catalyst
88400-0640	Copper turnings
88400-0635	Furnace Reagent

İNDÜKSİYON FIRINI İÇİN HIZLANDIRICILAR

90220	Tungsten, premium, 2.500 g
90260	Demir hızlandırıcı, premium, 908 g
88600-0013	Demir hızlandırıcı, yüksek saflık, 454 g
88600-0010	Eltracell tungsten-kalay hızlandırıcı, 750 g
90280	Kalay hızlandırıcı, 908 g
90240	Bakır hızlandırıcı, 1392 g

REZİSTANS FIRINI İÇİN YANMA DESTEKLEYİCİ

90840	Quartz kumu, 100 g
88600-0008	Combsolid, 100 g

SİPARİŞ BİLGİLERİ

GENEL KİMYASALLAR, YÜNLER VE DOLGULAR

GENEL ARAÇLAR VE AKSESUARLAR

23110	Spatula, 1 adet, M Boy
23111	Spatula, 1 adet, L boy
23113	1 adet kaşık, CS serisinde numune ve hızlandırıcı dozajlamak için
46245	Boat tray
90145	Seramik potalar ve tekneler için maşa, 220 mm 1 adet, CS serisi için
88400-0213	Grafit potalar için maşa, 1 adet, ONH serisi için
88400-0229	Cımbız (160 mm), kıvrımlı, 1 adet
88400-0472	Cımbız (145 mm), düz, 1 adet
88400-0475	6 spatula ve 1 cımbız seti, çoklu tartım prosedürleri için
88400-0476	Mikro spatula, 1 adet, XS boyutu, küçük kapsülleri doldurmak için

SAKLAMA, TAŞIMA VE TARTMA ARAÇLARI

36121	Kuvars kayıkçık, 1 adet, 74 x 22 x 10 mm, 1 adet, pinleri tartmak için
71010	Fırça, 16 mm, 1 adet, teraziyi tozdan temizlemek için
88400-0477	Tartım teknesi, 1 adet, granüllerin tartılması ve kullanılması için
88600-0015	Pota tutucu, potaların depolanması için
90146	Önceden ısıtılmış potalar ve kullanılmış potalar için çelik kap
90179	150 x 3,5 mm vakum pipetleri, erimiş çelikten numune almak için, 1000 parça

BAKIM İÇİN ARAÇLAR

88400-0473	Toz hunisi (plastik), 1 adet, kimyasal tüplerin kolay doldurulması için
88400-0489	Lastik tapa 14 x 20 x 24 mm, 1 parça, 88400-0006 gibi küçük cam tüpleri kapatmak için
88400-0490	Lastik tapa 29 x 35 x 30 mm, 1 adet, 09090 gibi büyük cam tüpleri kapatmak için
71010	Fırça, 16 mm, 1 adet, teraziyi tozdan temizlemek için
88400-0332	Dişli çubuk M4x150, 1 adet, kağıt filtre tutucusunu çıkarmak için
88400-0500	Teleskop aynası, 1 adet, ONH-p / ONH-2000 üst elektrodunun muayenesi için
71032	Kompozit fırça, 1 adet, ONH-p fırının üst elektrodunu temizlemek için
71035	Temizleme fırçası / fırın fırçası, 1 adet, ONH fırınlarının numune girişini temizlemek için
71031	Metal fırça, 1 adet, grafit ucu ve tutucusunu temizlemek için
88400-0504	Silindir fırça, pirinç, alt fırının yoğun temizliği için
88400-0501	Mikro fırça, 1 adet, ONH serisi fırın çıkış borusunun temizlenmesi için

SİPARİŞ BİLGİLERİ

ELTRA CS, CHS VE ÖZEL ANALİZÖRLER İÇİN SARF MALZEMELERİ

YANMA FIRINI İÇİN POTALAR VE KAPAKLAR

90149	Seramik potalar, premium, Ø 1 ", folyo sarılı, 1.000 adet
90148	Seramik potalar, premium, Ø 1 ", Torbalı, 1.000 adet
88400-0176	Seramik filtre potaları, 100 adet
88400-0142	Seramik filtre potaları, küçük versiyon, 100 parça
88600-0014	Seramik kapaklar, 10 mm delik, 250 parça
88600-0017	Seramik kapak, 4 mm delik, 1000 adet
26063	TGA için seramik potalar
26053	TGA için seramik kapak

REZİZTANS FIRINI İÇİN KAYIKÇIKLAR

90153	Yeniden kullanılabilir seramik kayıkçıklar, premium, 58 x 22 x 14 mm, 500 parça
90160	Tek kullanımlık porselen kayıkçıklar, 86 x 13 x 10 mm, 1.000 adet
88600-0011	Yeniden kullanılabilir seramik tekneler, 95 x 13 x 10 mm, 500 parça
88400-0502	Yeniden kullanılabilir inconel bot, 54 x 18 x 13,5 mm, 1 adet
88400-0503	Yeniden kullanılabilir inconel bot, 54 x 18 x 9 mm, 1 adet
36120	Kuvars kayıkçık, 75 x 16 x 7,5 mm, 1 adet
36121	Kuvars tekne, 74 x 22 x 10 mm, 1 adet
46160	Yanma kayıkçığı SurfaceC-800

ARAÇLAR

36216	Yanma kayıkçığı yerleştirme çubuğu, 1 parça (CS-d için uygun değildir)
36217	Yakma kayıkçığı çıkarma çubuğu, 380 mm, 1 parça (CS-d için uygun değildir)
36216-2001	Yanma botu yerleştirme çubuğu, 1 parça (yalnızca CS-d için)
36218-2001	Yakma botu çıkarma çubuğu, 1 parça (sadece CS-d için)
88400-0499	Safety glasses, 1 piece protection when working with hot furnace
88600-0009	Screen glass with edge guard, 1 piece protection when working with hot furnace

CONSUMABLES & TOOLS FOR CN-R

88400-0637	Ash container for CN-r furnace
88400-0474	Tin foils, small for application of samples

SİPARİŞ BİLGİLERİ

ELTRA ONH ANALİZÖRLERİ İÇİN SARF MALZEMELERİ

ONH ANALİZİ İÇİN KAPSÜLLER, FOLYOLAR VE FLUKSLAR

90257	Nikel kapsüller, 3,2x7 mm, 100 parça
90256	Nikel kapsüller, 4,5 x 10 mm, 250 adet
88400-0066	Nikel kapsüller, preslenmiş, 12,5 x 5 mm, 100 adet
90252	Kalay kapsüller, 5 x 18 mm, 100 adet
88400-0474	Kalay folyo, 36x36 mm, kap formunda, 200 parça

SEPETLER (REFRAKTERLERDE OKSİJEN VE NİTROJEN TAYİNİ İÇİN GEREKLİDİR)

90250	100 adet nikel sepetler, her biri 1 gr
88600-0012	Nikel sepetler, yüksek saflıkta (düşük oksijen), 100 adet, her biri 1 g

AKILAR (BAZI UYGULAMALAR İÇİN GEREKLİDİR)

90251	Kalay peletler, 454 g (titanyumda hidrojen tayini için)
90800	Grafit, 50 g (oksijen tayini iyileştirir)
90258	Nikel hızlandırıcı, 100 gr (yüksek miktarda refrakter analizi için)

KROZELER (POTALAR)

88400-0471	Graphite crucibles, 400 pieces (recommended for autoloader operation)
90190	Grafit potalar, 400 parça (bakır, pirinç ve çelik analizi için)
90180	İç grafit potalar, 100 parça (dış grafit pota 90185 gerektirir)
90185	Dış grafit potalar, 50 parça

SİPARİŞ BİLGİLERİ

İNDÜKSİYON FIRINLARI İÇİN KALİBRASYON MALZEMESİ

ÇELİK / DÖKME DEMİR

92400-3020	Çelik, 150 g, 0.001 – 0.01 % C
92400-3030	Çelik, 150 g, 0.01 – 0.05 % C
92400-3050	Çelik, 150 g, 0.1 – 0.2 % C
92400-3060	Çelik, 150 g, 0.2 – 0.5 % C
92400-3061	Çelik, 150 g, 0.2 – 0.5 % C
92400-3062	Çelik, 150 g, 0.2 – 0.5 % C

SİPARİŞ BİLGİLERİ

İNDÜKSİYON FIRINLARI İÇİN KALİBRASYON MALZEMESİ

ÇELİK / DÖKME DEMİR · DEVAM

92400-3070	Çelik, 150 g, 0.5 – 1.0 % C
92400-3090	150 g dökme demir, 2.0 – 3.0 % C
92400-3091	150 g dökme demir, 2.0 – 3.0 % C
92400-3100	150 g dökme demir, 3.0 – 5.0 % C
92400-3101	150 g dökme demir, 3.0 – 5.0 % C
92400-3102	150 g dökme demir, 3.0 – 5.0 % C
92400-4005	Çelik, 150 g, ~0.05 % S
92400-4010	Çelik, 150 g, ~0.1 % S
92400-4020	Çelik, 150 g, ~3 % S

ÇELİK PİNLER; NOMİNAL AĞIRLIK 1 G

92500-1001	C/S pinler, 454 g, ~0.2 %~C
92500-1002	C/S pinler, 454 g, ~0.4 %~C
92500-1003	C/S pinler, 454 g, ~0.8 %~C
92500-2001	C/S pinler, 454 g, ~0.2 % S

TUNGSTEN KARBÜR

90816-3001	Tungsten karbür, 100 g, ~6.1 % C

DİRENÇ VE İNDÜKSİYON FIRINI İÇİN UYGUN DİĞER KALİBRASYON MALZEMELERİ

90812-3001	Kireçtaşı, 25 g, 0.04 % S
90812-3002	Kireçtaşı, 25 g, 0.4 % S
90812-3003	Kireçtaşı, 25 g, < 5 % C
90812-3004	Kireçtaşı, 25 g, 5 – 10 % C
90817-3001	Toprak, 25 g, > 2 % C, S
90817-3002	Toprak, 25 g, < 1 % C, S
90817-3003	Toprak, 25 g, > 2 % C, S
90817-3004	Toprak, 25 g, < 2 % C, < 1 % S
91900-1001	Cevher, 30 g, ~1.4 % S
91900-1002	Cevher, 30 g, ~4.2 % S
91900-1003	Cevher, 30 g, ~3 % S
91900-2001	Çinko sülfür, 50 g, 32 % S
90810	Kalsiyum karbonat, 100 g
90821	Baryum sülfat, 50 g

SİPARİŞ BİLGİLERİ

İNDÜKSİYON FIRINLARI İÇİN KALİBRASYON MALZEMESİ

DİĞER KALİBRASYON MALZEMELERİ SADECE REZİSTANS FIRINLARI İÇİN UYGUNDUR

90710-3010	EDTA, 50 g
90710-3030	Sucrose, 50 g
90824	Sülfanilik asit, 50 g
90700-1040	Kalsiyum oksalat, 50 g

KÖMÜR, SADECE KÜKÜRT SERTİFİKALI

92511-3005	Kömür, 50 g, <0.1 % S
92511-3010	Kömür, 50 g, 0.1 – 0.5 % S
92511-3020	Kömür, 50 g, 0.5 – 1.0 % S
92511-3030	Kömür, 50 g, 1.0 – 1.5 % S
92511-3040	Kömür, 50 g, 1.5 – 2.0 % S
92511-3050	Kömür, 50 g, 2.0 – 3.0 % S
92511-3060	Kömür, 50 g, 3.0 – 4.0 % S
92511-3070	Kömür, 50 g, 4.0 – 5.0 % S
92511-3080	Kömür, 50 g, >5.0 % S

KÖMÜR, PREMİUM, C / H / N / S, KÜL, UÇUCU İÇERİK, SERTİFİKALI

92550-3010	Kömür, premium, 50 g, < 1.0 % S
92550-3020	Kömür, premium, 50 g, > 1 % S
92550-3040	Kömür, premium, 50 g, 1.0 – 3.0 % S
92550-3060	Kömür, premium, 50 g, > 3.0 % S

KOK, PREMİUM, C / H / N / S, KÜL, UÇUCU İÇERİK, SERTİFİKALI

92560-3010	Kok, premium, 50 gr

PET KOK, PREMİUM, C / H / N / S, KÜL, UÇUCU İÇERİK SERTİFİKALI

92570-3020	Pet kok, 50 g, > 1 % S
92570-3040	Kömür, premium, 50 g, > 1 % S

SİPARİŞ BİLGİLERİ

KALİBRASYON MALZEMELERİ

Kalibrasyon malzemeleri, mevcut partiye bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilir. Mevcut sertifikayı görmek için lütfen www.ELTRA.com adresini ziyaret edin.

ÇELİKTE OKSİJEN VE AZOT, PİNLER

91100-1001	Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 25-40 ppm N
91100-1002	Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 30-70 ppm N
91100-1003	Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 150-250 ppm N

SİPARİŞ BİLGİLERİ

KALİBRASYON MALZEMELERİ

ÇELİKTE OKSİJEN VE AZOT, PİNLER · DEVAM

91100-1005	Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 300-600 ppm N
91100-1007	Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 70-130 ppm N
91100-1010	Çelik, 100 pin, her biri 1 g, >1000 ppm N
91100-1011	Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 600-1000 ppm N

ÇELİKTE HİDROJEN, PİNLER

91400-1001	Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 0.5-1 ppm H
91400-1002	Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 1.5-4 ppm H

ÇELİKTE HİDROJEN, BİLYELER

91110	Çelik, 100 top, altın kaplama, her biri 1 gr, >1.9 ppm H

BAKIRDA OKSİJEN VE KÜKÜRT, PİNLER

91000-1003	Bakır, 100 pin, her biri 1 g, ~200 ppm O; 10 – 20 ppm S
91000-1004	Bakır, 100 pin, her biri 1 g, ~10 ppm O; 10 – 20 ppm S

TİTANYUMDA OKSİJEN, NİTROJEN VE HİDROJEN, PİMLER

91205-1001	Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 10-35 ppm H
91205-1002	Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 20-70 ppm H
91205-1003	Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 30-90 ppm H
91205-1004	Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 60-120 ppm H
91205-1005	Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 150-250 ppm H
91205-1006	Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 120-150 ppm H

TİTANYUMDA HİDROJEN VE KARBON, PİNLER (250 MG)

91305-1001	Titanyum, 100 pin, her biri 0,25 g, < 50 ppm H
91305-1002	Titanyum, 100 pin, her biri 0,25 g, 50 – 100 ppm H
91305-1003	Titanyum, 100 pin, her biri 0,25 g, > 100 ppm H

DEMİR TOZU

91500-1001	Demir tozu, ~1 % O2

SARFLAR

DANIŞMANLIK TALEP EDİN

www.eltra.com/tr/iletisim-ve-servisler/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=E-ZZ08

GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI

www.eltra.com/tr/indir/guevenlik-bilgi-formlari/



ELTRA®
a VERDER company

www.eltra.com/tr/ueruenler/sarflar/

© ELTRA – www.eltra.com / Content may be subject to modifications or corrections