ELTRA®
a VERDER company



ELEMI ELEMZŐK

FOGYÓESZKÖZÖK

www.eltra.com/hu/termekek/fogyoeszkoezoek/

FOGYÓESZKÖZÖK

ELEMI ELEMZŐK

A maximális teljesítmény biztosítása érdekében az ELTRA minden elem elem elem elem elem elem elem elem elem elemet tartalmaz. Ezek közé tartoznak a kőzetek, gyorsítók, reagensek, vegyi anyagok, hajók, fóliák, csövek, csapdák és kalibrációs anyagok.

A fogyóeszközök kínálata magában foglalja az általános vegyszereket, gyapotokat és tölteteket, valamint a CS, CHS és ONH analizátorokhoz kínált tételeket és a kalibrálóanyagokat.

Kérjük válassza ki az ajánlatkérési lista egyes tételeit. Bármelyik termékoldalról választhat tételeket. Az egyes tételek felvétele után a felső jobb sarokban megjelenik az ajánlatkérési lista.



ELTRA

FOGYÓESZKÖZÖK ÁTTEKINTÉSE

- Általános vegyszerek, gyapotok és töltetek
- Fogyóeszközök ELTRA ONH analizátorokhoz
- Kalibrálóanyagok
- Fogyóeszközök ELTRA CS, CHS és speciális elemanalizátorokhoz
- Kalibrálóanyag indukciós kemencékhez

CALIBRATION STANDARDS & CONSUMABLES

LETÖLTÉS PDF → www.eltra.com/files/53457/calibration-standards-consumables.pdf

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS VEGYSZEREK, GYAPOTOK ÉS TÖLTETEK

ÁLTALÁNOS VEGYSZEREK, GYAPOTOK ÉS TÖLTETEK

90200	Magnézium-perklorát ("anhydrone"), 454 g
90210	Nátrium-hidroxid, 500 g
90270	Schütze reagens, 100 g
90289	Réz(II)-oxid, 100 g
88400-0535	Pt/Si katalizátor, 15 g
90331	Üveggyapot, 454 g
90332	Üveggyapot, 50 g
90340	Cellulóz, 50 g
90341	Cellulóz, 50 g
90330	Kvarcgyapot, 50 g
92610	Vákuumzsír, 35 g
88400-0122	Töltet vivőgázt tisztító kemencéhez (opció CS analizátorokhoz)
90426-1001	Töltet vivőgázt tisztító kemencéhez (opció ONH analizátorokhoz)
91000-1005	Réz, reszelék, 25 g
88400-0508	Acélgyapot, 454 g
90234	Töltet halogéncsapdához, kálium-jodid
90235	Töltet halogéncsapdához, antimón
88600-0021	Réz-oxid huzal (0.5*2 mm), 100 g (használható Pt/Si katalizátor helyett)
88400-0636	Copper Sticks
84000-0638	N Catalyst
88400-0640	Copper turnings
88400-0635	Furnace Reagent

GYORSÍTÓK INDUKCIÓS KEMENCÉBE

90220	Wolfram, premium, 2,500 g
90260	Vas gyorsító, premium, 908 g
88600-0013	Vas gyorsító, nagytisztaságú, 454 g
88600-0010	Eltracell wolfram-ón gyorsító, 750 g
90280	Ón gyorsító, 908 g
90240	Réz gyorsító, 1392 g

ÉGÉSTÁMOGATÓK FŰTŐSZÁLAS KEMENCÉBE

90840	Kvarchomok, 100 g
88600-0008	Combsolid, 100 g

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS VEGYSZEREK, GYAPOTOK ÉS TÖLTETEK

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTŐK ÉS TARTOZÉKOK

23110	Spatula, 1 db, M méret
23111	Spatula, 1 db, L méret
23113	Kanál, 1 db, minta és gyorsító adagolásához CS analizátorban
46245	Boat tray
90145	Fogó kerámia tégelyekhez és csónakokhoz, 220 mm, 1 db, CS analizátorban
88400-0213	Fogó grafittégelyekhez, 1 db, ONH-hoz
88400-0229	Csipesz (160 mm), görbült, 1 db
88400-0472	Csipesz (145 mm), egyenes, 1 db
88400-0475	Készlet: 6 db spatula és 1 db csipesz, többszöri beméréshez
88400-0476	Mikrospatula, 1 db, XS méret, kis kapszulák betöltéséhez

TÁROLÁSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS SÚLYMÉRÉSI KIEGÉSZÍTŐK

36121	Kvarccsónak, 1 db, 74 x 22 x 10 mm, 1 db, rudacskák beméréséhez
71010	Kefe, 16 mm, 1 db, mérleg megtisztításához
88400-0477	Bemérőcsónak, 1 db, granulátumok beméréséhez
88600-0015	Tégelytartó, tégelyek tárolásához
90146	Acéltepsi előmelegített és használt tégelyekhez
90179	Vákuum pipetták, 150 x 3.5 mm, olvadt acél mintavételezéséhez, 1000 db

KARBANTARTÁSI KIEGÉSZÍTŐK

88400-0473	Tölcsér porokhoz (műanyag), 1 db, vegyszeres cső könnyű betöltéséhez
88400-0489	Gumidugó 14 x 20 x 24 mm, 1 db, kis üvegcsövek (pl. 88400-0006) lezárásához
88400-0490	Gumidugó 29 x 35 x 30 mm, 1 db, nagy üvegcsövek (pl. 09090) lezárásához
71010	Kefe, 16 mm, 1 db, mérleg megtisztításához
88400-0332	Menetes rúd, M4x150, 1 db, papírszűrő tartója eltávolításához
88400-0500	Teleszkópos tükör, 1 db, ONH-p/ONH-2000 felső elektródja megfigyeléséhez
71032	Kettős kefe, 1 db, ONH-p kemence felső elektródája tisztításához
71035	Csőkefe, 1 db, ONH kemence mintabevitele tisztításához
71031	Fémkefe, 1 db, grafitfedél és tartója tisztításához
88400-0504	Csőkefe, sárgaréz, kemencealj intenzív tisztításához
88400-0501	Mikrokefe, 1 db, ONH kemence kimenete tisztításához

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

FOGYÓESZKÖZÖK ELTRA CS, CHS ÉS SPECIÁLIS ELEMANALIZÁTOROKHOZ

TÉGELYEK ÉS FEDELEK ÉGETŐ KEMENCÉBE

90149	Kerámiatégelyek, premium, Ø 1”, fóliába tekerve, 1,000 db
90148	Kerámiatégelyek, premium, Ø 1”, zacskóban, 1,000 db
88400-0176	Kerámia szűrőtégelyek, 100 db
88400-0142	Kerámia szűrőtégelyek, kicsi, 100 db
88600-0014	Kerámiafedelek, 10 mm lyukkal, 250 db
88600-0017	Kerámiafedelek, 4 mm lyukkal, 1000 db
26063	Kerámiatégelyek TGA-hoz
26053	Kerámia tégelyfedelek TGA-hoz

CSÓNAKOK FŰTŐSZÁLAS KEMENCÉBE

90153	Újrahasználható kerámiacsónakok, premium, 58 x 22 x 14 mm, 500 db
90160	Egyszerhasználatos porcelán izzítócsónakok, 86 x 13 x 10 mm, 1,000 db
88600-0011	Újrahasználható kerámiacsónakok, 95 x 13 x 10 mm, 500 db
88400-0502	Újrahasználható Inconel csónak, 54 x 18 x 13.5 mm, 1 db
88400-0503	Újrahasználható Inconel csónak, 54 x 18 x 9 mm, 1 db
36120	Kvarccsónak, 75 x 16 x 7.5 mm, 1 db
36121	Kvarccsónak, 74 x 22 x 10 mm, 1 db
46160	Égetőcsónak SurfaceC-800-hoz

ESZKÖZÖK

36216	Égetőcsónakot behelyező pálca, 1 db (CS-d-hez nem alkalmas)
36217	Égetőcsónakot eltávolító pálca, 600 mm, 1 db (CS-d-hez nem alkalmas)
36216-2001	Égetőcsónakot behelyező pálca, 1 db (csak CS-d-hez)
36218-2001	Égetőcsónakot eltávolító pálca, 1 db (csak CS-d-hez)
88400-0499	Safety glasses, 1 piece protection when working with hot furnace
88600-0009	Screen glass with edge guard, 1 piece protection when working with hot furnace

CONSUMABLES & TOOLS FOR CN-R

88400-0637	Ash container for CN-r furnace
88400-0474	Tin foils, small for application of samples

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

FOGYÓESZKÖZÖK ELTRA ONH ANALIZÁTOROKHOZ

KAPSZULÁK, FÓLIÁK ÉS FOLYÓSÍTÓK ONH ANALÍZISHEZ

90257	Nikkel kapszulák, 3.2x7 mm, 100 db
90256	Nikkelkapszulák, 4.5 x 10 mm, 250 db
88400-0066	Nikkelkapszulák, préselt, 12.5 x 5 mm, 100 db
90252	Ónkapszulák, 5 x 18 mm, 100 db
88400-0474	Ónfólia, 36x36 mm, tégely forma, 200 db

KOSARAK (TŰZÁLLÓ ANYAGOK OXIGÉN- ÉS NITROGÉNMEGHATÁROZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES)

90250	Nikkelkosarak, 100 db, 1 g/db
88600-0012	Nikkelkosarak, nagytisztaságú (alacsony oxigén), 100 db, 1 g/db

FOLYÓSÍTÓK (NÉHÁNY ALKALMAZÁSHOZ SZÜKSÉGES)

90251	Ónpelletek, 454 g (titán hidrogénmeghatározásához szükséges)
90800	Grafit, 50 g (javítja az oxigénmeghatározást)
90258	Nikkel gyorsító, 100 g (nagymennyiségű tűzállóanyag analíziséhez)

TÉGELYEK

88400-0471	Graphite crucibles, 400 pieces (recommended for autoloader operation)
90190	Grafittégelyek, 400 db (réz-, bronz és acélanalízishez)
90180	Belső grafittégelyek, 100 db (külső grafittégely (90185) szükséges)
90185	Külső grafittégelyek, 50 db

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

KALIBRÁLÓANYAG INDUKCIÓS KEMENCÉKHEZ

ACÉL / ÖNTÖTTVAS

92400-3020	Acél, 150 g, 0.001 – 0.01 % C
92400-3030	Acél, 150 g, 0.01 – 0.05 % C
92400-3050	Acél, 150 g, 0.1 – 0.2 % C
92400-3060	Acél, 150 g, 0.2 – 0.5 % C
92400-3061	Acél, 150 g, 0.2 – 0.5 % C
92400-3062	Acél, 150 g, 0.2 – 0.5 % C

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

KALIBRÁLÓANYAG INDUKCIÓS KEMENCÉKHEZ

ACÉL / ÖNTÖTTVAS · FOLYTATÁS

92400-3070	Acél, 150 g, 0.5 – 1.0 % C
92400-3090	Öntöttvas, 150 g, 2.0 – 3.0 % C
92400-3091	Öntöttvas, 150 g, 2.0 – 3.0 % C
92400-3100	Öntöttvas, 150 g, 3.0 – 5.0 % C
92400-3101	Öntöttvas, 150 g, 3.0 – 5.0 % C
92400-3102	Öntöttvas, 150 g, 3.0 – 5.0 % C
92400-4005	Acél, 150 g, ~0.05 % S
92400-4010	Acél, 150 g, ~0.1 % S
92400-4020	Acél, 150 g, ~3 % S

ACÉLRUDACSKÁK; NÉVLEGES SÚLY 1 G

92500-1001	C/S rudacskák, 454 g, ~0.2 %~C
92500-1002	C/S rudacskák, 454 g, ~0.4 %~C
92500-1003	C/S rudacskák, 454 g, ~0.8 %~C
92500-2001	C/S rudacskák, 454 g, ~0.2 % S

WOLFRAM-KARBID

90816-3001	Wolfram-karbid, 100 g, ~6.1 % C

EGYÉB KALIBRÁLÓANYAGOK FŰTŐSZÁLAS ÉS INDUKCIÓS KEMENCÉHEZ

90812-3001	Mészkő, 25 g, 0.04 % S
90812-3002	Mészkő, 25 g, 0.4 % S
90812-3003	Mészkő, 25 g, < 5 % C
90812-3004	Mészkő, 25 g, 5 – 10 % C
90817-3001	Talaj, 25 g, > 2 % C, S
90817-3002	Talaj, 25 g, < 1 % C, S
90817-3003	Talaj, 25 g, > 2 % C, S
90817-3004	Talaj, 25 g, < 2 % C, < 1 % S
91900-1001	Érc, 30 g, ~1.4 % S
91900-1002	Érc, 30 g, ~4.2 % S
91900-1003	Érc, 30 g, ~3 % S
91900-2001	Cink-szulfid, 50 g, 32 % S
90810	Kálcium-karbonát, 100 g
90821	Bárium-szulfát, 50 g

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

KALIBRÁLÓANYAG INDUKCIÓS KEMENCÉKHEZ

EGYÉB KALIBRÁLÓANYAGOK CSAK FŰTŐSZÁLAS KEMENCÉHEZ

90710-3010	EDTA, 50 g
90710-3030	Sucrose, 50 g
90824	Szulfanilsav, 50 g
90700-1040	Kálcium-oxalát, 50 g

SZÉN, CSAK KÉN MENNYISÉGE BIZONYLATOLT

92511-3005	Szén, 50 g, <0.1 % S
92511-3010	Szén, 50 g, 0.1 – 0.5 % S
92511-3020	Szén, 50 g, 0.5 – 1.0 % S
92511-3030	Szén, 50 g, 1.0 – 1.5 % S
92511-3040	Szén, 50 g, 1.5 – 2.0 % S
92511-3050	Szén, 50 g, 2.0 – 3.0 % S
92511-3060	Szén, 50 g, 3.0 – 4.0 % S
92511-3070	Szén, 50 g, 4.0 – 5.0 % S
92511-3080	Szén, 50 g, >5.0 % S

SZÉN, PREMIUM, C/H/N/S, HAMU-, ILLÓANYAGTARTALOM BIZONYLATOLT

92550-3010	Szén, premium, 50 g, < 1.0 % S
92550-3020	Szén, premium, 50 g, > 1 % S
92550-3040	Szén, premium, 50 g, 1.0 – 3.0 % S
92550-3060	Szén, premium, 50 g, > 3.0 % S

KOKSZ, PREMIUM, C/H/N/S, HAMU-, ILLÓANYAGTARTALOM BIZONYLATOLT

92560-3010	Koksz, premium, 50 g

PETROLKOKSZ, PREMIUM, C/H/N/S, HAMU-, ILLÓANYAGTARTALOM BIZONYLATOLT

92570-3020	Petrokoksz, 50 g, > 1 % S
92570-3040	Szén, premium, 50 g, > 1 % S

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

KALIBRÁLÓANYAGOK

A kalibrálóanyag sarzsok kissé eltérhetnek egymástól. Az aktuális összetételt lásd a www.ELTRA.hu honlapon.

OXIGÉN ÉS NITROGÉN ACÉLBAN, RUDACSKÁK

91100-1001	Acél, 100 rudacska, 1 g/db, 25-40 ppm N
91100-1002	Acél, 100 rudacska, 1 g/db, 30-70 ppm N
91100-1003	Acél, 100 rudacska, 1 g/db, 150-250 ppm N

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

KALIBRÁLÓANYAGOK

OXIGÉN ÉS NITROGÉN ACÉLBAN, RUDACSKÁK · FOLYTATÁS

91100-1005	Acél, 100 rudacska, 1 g/db, 300-600 ppm N
91100-1007	Acél, 100 rudacska, 1 g/db, 70-130 ppm N
91100-1010	Acél, 100 rudacska, 1 g/db, >1000 ppm N
91100-1011	Acél, 100 rudacska, 1 g/db, 600-1000 ppm N

HIDROGÉN ACÉLBAN, RUDACSKÁK

91400-1001	Acél, 100 rudacska, 1 g/db, 0.5-1 ppm H
91400-1002	Acél, 100 rudacska, 1 g/db, 1.5-4 ppm H

HIDROGÉN ACÉLBAN, GOLYÓK

91110	Acél, 100 golyó, aranybevonatú, 1 g/db, >1.9 ppm H

OXIGÉN ÉS KÉN RÉZBEN, RUDACSKÁK

91000-1003	Réz, 100 rudacska, 1 g/db, ~200 ppm O; 10 – 20 ppm S
91000-1004	Réz, 100 rudacska, 1 g/db, ~10 ppm O; 10 – 20 ppm S

OXIGÉN, NITROGÉN ÉS HIDROGÉN TITÁNBAN, RUDACSKÁK

91205-1001	Titán, 100 rudacska, 0.1 g/db, 10-35 ppm H
91205-1002	Titán, 100 rudacska, 0.1 g/db, 20-70 ppm H
91205-1003	Titán, 100 rudacska, 0.1 g/db, 30-90 ppm H
91205-1004	Titán, 100 rudacska, 0.1 g/db, 60-120 ppm H
91205-1005	Titán, 100 rudacska, 0.1 g/db, 150-250 ppm H
91205-1006	Titán, 100 rudacska, 0.1 g/db, 120-150 ppm H

HIDROGÉN ÉS SZÉN TITÁNBAN, RUDACSKÁK (250 MG)

91305-1001	Titán, 100 rudacska, 0.25 g/db, < 50 ppm H
91305-1002	Titán, 100 rudacska, 0.25 g/db, 50 – 100 ppm H
91305-1003	Titán, 100 rudacska, 0.25 g/db, > 100 ppm H

VASPOR

91500-1001	Vaspor, ~1 % O2

FOGYÓESZKÖZÖK

KÉRJEN TANÁCSADÁST

www.eltra.com/hu/kapcsolat-es-szolgaltatasok/contact-form/?prefilltext=contact_form.request&product=E-ZZ08

BIZTONSÁGI ADATLAPOK

www.eltra.com/hu/letoeltesek/biztonsagi-adatlapok/



ELTRA®
a VERDER company

www.eltra.com/hu/termekek/fogyoeszkoezoek/

© ELTRA – www.eltra.com / Content may be subject to modifications or corrections